

液态奶中碱性物质速测盒使用说明书

【产品介绍】：

为了掩盖牛乳的酸败作用，降低牛乳的酸度，防止牛乳因变酸而发生凝结，因而有一些不法分子在牛乳中掺加少量的碱，以达到中和，给食用安全带来隐患。

【适用范围】：

本品适用于液态奶中掺入碱性物质（一般为碳酸钠）的现场快速检验。

【操作方法与结果判定】：

取牛乳 1mL 于 10mL 样品管中，加碱性物质速测试剂 1mL，振摇，出现玫瑰红色，表示有碱，橙黄色为阴性。红色深浅与加碱量成正比。

注：阳性样品需用国家标准分析方法进行确认。

【保存条件与有效期】：试剂在常温下保存，有效期 1 年。

【实验所需材料】：1ml 移液枪、1ml 枪头、反应瓶、样品杯。

